

## SUMO XP para niños



Los niños son usuarios de audífonos muy exigentes. Los ajustes de amplificación prescritos del SUMO XP junto con un tamaño pequeño y resistente, hacen que este audífono sea el idóneo para niños activos.

Elegir la amplificación para niños con deficiencias auditivas severas y profundas supone un reto. El audífono debe ser lo suficientemente pequeño para que se ajuste perfectamente detrás de la oreja del niño, y a la vez lo suficientemente resistente para soportar el peor trato posible. Los controles de volumen y de bobina telefónica deben estar visibles para los padres, profesores y personas que les cuiden.

El tamaño pequeño del SUMO XP, su codo de sonido para niños, la posición claramente marcada de su interruptor y su portapilas de seguridad hacen que este audífono sea ideal para los más pequeños. Además, su resistencia en todos los aspectos de su diseño le hace capaz de soportar la dureza y la agitación del mundo de los niños.


People first



Creemos que se necesita algo más que tecnología y audiología para crear los mejores audífonos. Por ello, damos prioridad a las necesidades individuales y los deseos de las personas con deficiencias auditivas, a la hora de desarrollar nuevas soluciones auditivas.

sumo!

XP



# Un mundo más amplio de sonidos

906 46 325 00/01/05 Printed in Denmark

# Nuevo Super Potente Máxima Salida

*SUMO XP quiere decir "Super Potente Máxima Salida". La tecnología innovadora del SUMO XP hace que sea una solución de amplificación ideal para personas, que necesitan un rendimiento de mucha potencia.*



*Una pérdida auditiva severa o profunda supone a menudo un gran obstáculo a la hora de comunicarse con sus amigos o compañeros de trabajo. SUMO XP proporciona una amplificación de sonido inigualable para aquellas personas que más lo necesitan*

## **Potencia de salida inigualable con menor distorsión**

Con la nueva tecnología de optimización de la salida, SUMO XP puede proporcionarle más potencia que cualquier otro audífono retroauricular - ya sea analógico o digital. Y, además, con menos distorsión de la que usted haya experimentado nunca.

## **Potencia ahí donde la necesita - en las bajas frecuencias**

SUMO XP le proporciona un gran incremento en la amplificación de las bajas frecuencias. Para muchas personas, ésta es su única área de audición residual, y por lo tanto SUMO XP le proporciona la potencia ahí donde la necesita.

## **Mejor aprovechamiento de las pilas - más potentes por más tiempo**

Una larga y consistente duración de la pila es crucial a la hora de utilizar un audífono super potente. El nuevo Sistema de Administración de la Pila prolonga su duración y consigue un rendimiento de salida más constante a lo largo de toda la vida de la pila.


## **Nuevo diseño de la carcasa - pequeño, resistente y funcional**

SUMO XP es mucho más que unos excepcionales niveles de potencia. El nuevo diseño ofrece un audífono francamente pequeño y atractivo con una gama total de accesorios interconectables. Un audífono resistente y fiable para poder utilizarlo en todo momento y en todas partes.



# SUMO

## Potencia ahí donde la necesita



### Potencia sólo cuando la necesita

SUMO XP es el audífono retroauricular más potente que existe. Pero no todo el mundo necesita toda la potencia que SUMO XP puede proporcionar. También se puede prescribir una salida menor – con la obtención de unos niveles de salida comparables a los de otros audífonos super potentes, pero con un consumo de pilas significativamente inferior.

### Potencia ahí donde la necesita – en las bajas frecuencias


Para las personas que sólo tienen audición residual en las bajas frecuencias, SUMO XP puede proporcionar mayor amplificación en dichas áreas y menor amplificación en los agudos, resultando en una menor distorsión de su propia voz y una calidad de sonido del resto de las voces más natural. Incluso si tiene un implante coclear en un oído y utiliza SUMO XP en el otro, la amplificación y la salida extra en las bajas frecuencias complementa al implante y proporciona ventajas adicionales en cuanto a percepción del sonido en ambientes ruidosos, localización del sonido e inteligibilidad del habla.



### Larga duración de la pila – más potente por más tiempo

Muchos usuarios de audífonos super potentes notan cómo el rendimiento de la pila se apaga rápidamente y se debilita mucho antes de que se esté acabando.

El nuevo Sistema de Administración de la Pila del SUMO XP soluciona este problema. El resultado es un rendimiento más constante de la salida de la pila y una mayor duración. Además, SUMO XP funciona con pilas zinc-aire 675 normales. Para un rendimiento óptimo conviene utilizar una pila específica para audífonos potentes.



# Ergonomía superior y un programa completo de accesorios

## Accesorios interconectables para sistemas de FM

SUMO XP proporciona una mayor accesibilidad y un manejo más sencillo con los nuevos receptores de FM que consisten en un zócalo de adaptación interconectable que se acopla al audífono mismo y por lo tanto, consigue una conexión segura, directa y sin cables. Además, permite el acceso al portapi-las sin necesidad de quitar el zócalo.



## DAI (Entrada Directa de Audio) interconectable

El DAI con impedancia HI/LO universal proporciona un acceso

sencillo a todas las fuentes externas de audio tales como su TV, walkman o sistema BI-CROS. Al igual que el zócalo de adaptación de sistemas de FM, éste también se acopla al audífono para asegurar una conexión estable.

## Conmutador y Control de Volumen

Se ha prestado especial atención a la funcionalidad de los controles del usuario. El Control de Volumen y la bobina telefónica del SUMO XP están claramente marcados.



## Más pequeños – más potencia en menos espacio

Hasta ahora un audífono super potente era necesariamente un audífono muy grande y nada atractivo. La ingeniería y el diseño únicos del SUMO XP permiten conseguir una mayor potencia en un espacio menor. Con SUMO XP puede disfrutar del confort que supone un audífono más pequeño, más fino y más ligero.

## Identificación Izquierdo y Derecho

Los audífonos SUMO XP están provistos de una placa azul o una roja para poder identificar fácilmente si se trata del audífono derecho o del izquierdo.

